

PANDUAN INSTALASI PROGRAM APOTEK & KLINIK 4.0 DAN AKTIVASI PROGRAM

Proses Memulai Instalasi

1. Masukkan CD ke dalam Optical Drive.
2. Tunggu sejenak sampai Autorun dapan dijalankan oleh Windows, apabila autorun tidak berjalan maka anda harus menjalankan file "MemulaiCD.exe" langsung dari CDRom.
3. Terdapat 2 Pilihan Instalasi yaitu :

Instal Program Apotek & Klinik yaitu untuk memulai proses instal program ke dalam komputer anda.

Instal Database yaitu memulai untuk instal database ke komputer anda, database adalah sebagai penampung data barang dan transaksi.

Apabila anda menggunakan sistem Jaringan maka cukup instal database pada salah satu komputer yang dijadikan sebagai server database.



Kebetuhan Tambahan Program Apotek & Klinik 4.0 adalah : Microsoft .Net Framework versi minimum adalah 2.0 SP2

Proses Instalasi Program Apotek & Klinik 4.0

4. Pertama-tama klik "Instal Program Apotek & Klinik 4.0", tunggu sejenak sampai window instalasi tampil.

Selamat datang di program instalasi Program Apotek Klinik 4.0

Program ini akan membantu anda dalam proses instalasi Program Apotek Klinik 4.0.

Anda sangat disarankan untuk menutup program lainnya sebelum memulai proses instalasi. Hal ini diperlukan agar berkas yang terkait dapat diperbarui tanpa harus booting ulang komputer anda.


Tekan tombol Lanjut untuk melanjutkan.

Lanjut > Batal

Setelah tampil maka kliklah tombol "Lanjut >"

Selanjutnya akan tampil informasi tentang perihal lisensi, bacalah baik-baik kemudian jika anda setuju maka klik tombol "Saya Setuju" Jika tidak anda dapat menekan tombol

5. Tahap selanjutnya adalah memilih Lokasi Instalasi, Tentukan lokasi instalasi anda dapat meletakkan di tempat berbeda dengan cara klik tombol "Cari".



Saran Penting : Jika anda menggunakan Deepfreeze, maka pastikan program Deepfreeze dalam keadaan off, jika tidak maka hasil instalasi anda akan hilang setelah restart komputer.

6. Berikutnya kliklah tombol "Instal" apabila anda sudah siap untuk memulai instalasi program ke dalam komputer. Tunggulah sejenak selama instalasi program sampai proses selesai. Setelah seluruh proses terselesaikan maka klik tombol "Selesai".

7. Setelah Program Apotek & Klinik 4.0 selesai diinstal maka instalah Database Program, Klik "Instal Database", tunggu sejenak sampai window instalasi tampil pada layar.

Selamat datang di program instalasi Database ProKreatif PgSql

Program ini akan membantu anda dalam proses instalasi Database ProKreatif PgSql.

Anda sangat disarankan untuk menutup program lainnya sebelum memulai proses instalasi. Hal ini diperlukan agar berkas yang terkait dapat diperbarui tanpa harus booting ulang komputer anda.


Tekan tombol Lanjut untuk melanjutkan.

Lanjut > Batal

Setelah tampil maka kliklah tombol "Lanjut >"

Penting : Jika pada komputer anda telah terpasang database iPos 4.0 maka anda tidak perlu menginstal database.

8. Tahap selanjutnya adalah memilih lokasi instalasi Database, lokasi awal adalah di tentukan pada drive c:\ pindahkan lokasi tersebut pada drive non sistem, sebagai contoh adalah drive d: atau e:, ini berfungsi jika suatu saat Windows harus di instal ulang maka file database dapat terselamatkan. (Jangan Instal database pada external harddisk / flashdisk).



Klik tombol "Cari" untuk mengubah lokasi instalasi database.

Saran Penting : Jika anda menggunakan Deepfreeze, maka pastikan program Deepfreeze dalam keadaan off, jika tidak maka hasil instalasi anda akan hilang setelah restart komputer

9. Berikutnya klik tombol "Instal" apabila anda telah siap untuk instalasi Database ke dalam komputer. Setelah proses selesai klik tombol "Selesai".

Membuka Program Pertama Kali

10. Klik 2x Icon "Apotek & Klinik 4.0" pada desktop komputer atau dari Start Menu->All Programs->Program Kreatif.

11. Ikuti 3 Tahap untuk membuat atau memilih database.

Tahap 1 apabila database anda diinstal pada 1 komputer dengan program maka pilihlah "localhost", Jika diinstal pada komputer lain maka pilih komputernya atau ketik IP address komputer server.

Tahap 2 Jika anda belum memiliki database maka pilihlah "Buat Database Baru". Apabila sudah memiliki database maka pilihlah "Cari Database".

Tahap 3 Pilihlah database yang akan dibuka kemudian klik Tombol "Pilih".



Selanjutnya window Login akan tampil, user dan password awal dari database adalah :

User : admin, Password : admin

Password admin dapat anda ubah pada menu pengaturan.


Pengaturan Nama Perusahaan dan Periode Akuntansi

12. Tahap selanjutnya adalah mengisi Data Perusahaan dan Periode Akuntansi.

Isilah data Nama Perusahaan, Alamat, Telepon dan Fax.
Info : Data Perusahaan dapat diubah pada menu pengaturan.
Data Perusahaan akan tampil pada Faktur dan Laporan apabila program telah diaktivasi.

Pilihlah Periode Awal mulai mencatat transaksi pada program, Sebagai contoh adalah : Bulan Januari 2014, maka transaksi yang harus mulai diinput adalah dari bulan Januari 2014.

Pilihlah Periode Akhir Akuntansi, tentukan akhir dari pelaporan akuntansi dalam 1 tahun. Umumnya untuk Indonesia adalah bulan Desember.



Setelah semua diisi maka klik tombol "Selesai".

Tahap 1. Masukkanlah No Serial, Nomor serial ada didalam box cd. Tanda rumput akan tampil apabila nomor serial anda benar.

Tahap 2. Kode REG akan tampil secara otomatis, kemudian ambil HP anda lalu buat Pesan atau SMS baru, ketiklah kode REG selanjutnya kirim ke salah satu nomor yang ada pada program.

Tahap 3. Tunggu sejenak anda akan menerima sms balasan yang berisi Kode Aktivasi. Masukkanlah kode tersebut pada tahap 3.

Tahap 4. Klik Proses. Jika nomor anda sudah benar maka program akan dapat berjalan penuh.

Penting :

Bacalah baik-baik kode REG pada tahap 2. Jangan sampai salah mengetik kode tersebut pada HP anda. Apabila ada kesalahan satu huruf maka aktivasi akan gagal. Aktivasi dibalas oleh komputer sehingga format pengiriman kode REG harus Benar.

Anda tidak dapat menelepon nomor aktivasi, karena nomor tersebut terhubung langsung ke komputer.

Apabila ada pertanyaan silahkan email ke : info@inspirasi.biz atau info@programkreatif.com
Telepon Kantor : 0361-710965 jam kerja.
Telepon Kantor GSM 1 (Indosat) : 085 6385 6385 (Call Only)
Telepon Kantor GSM 2 (Telkomsel) : 0821 4400 1118 (Call Only)
Hubungi pada hari dan jam kerja, diluar hari dan jam kerja silahkan email.

Jam Kerja :
Senin-Jumat 09:00 – 17:00 wita.
Sabtu : 09:00 – 13:00 wita.
Minggu dan Tanggal Merah Libur.
Website : www.inspirasi.biz

Aktivasi Program Toko Apotek & Klinik 4.0

13. Klik Tombol "Aktivasi" pada Menu Utama. Bacalah baik-baik ketentuan Aktivasi, kesalahan aktivasi merupakan kelalaian dari pengguna.
Setelah anda klik "Setuju" maka anda akan dianggap mengerti dengan ketentuan aktivasi dan setuju dengan aturan yang berlaku.

